



製品情報



品名	自宅deさんそ FOX-Re
酸素濃度	91%±4%
運転音	約30dB(A)程度(無響音室)
流量設定値	0.5～5.0L
電源	AC100V(50Hz/60Hz)
寸法	W295×D405×H595(mm)
重量	約35kg

※予告なく製品の仕様を変更する場合があります。



品名	ケージカバー
Sサイズ	W610×D450×H500(mm)
Mサイズ	W910×D620×H600(mm)
Lサイズ	W1150×D900×H700(mm)



品名	さんそクッション
サイズ	W220×D175×H20(mm)



仕様は、予告なく変更する場合があります



よくあるお問い合わせ Q&A

Q: どういう時に使うのですか？

A: 心臓や肺、呼吸器疾患などのペットに獣医師指示のもとご利用いただいております

Q: いつから使用できますか？

A: ご依頼をいただいた日の当日～翌日午前中に発送の手配をいたします。通常、翌日または翌々日からご使用いただけます。詳しくは当社担当にご相談ください。

Q: 使用方法が難しいのでは？

A: ご高齢の方にも配慮されたワンタッチ操作の装置です。設置時には担当より取扱いの説明をさせていただきますので、安心してご使用いただけます

Q: ケージに入らない(嫌がる)？

A: 無理矢理入れることは、ペットがストレスを感じてしまう可能性があります。当社では、生活環境に合わせた酸素吸入のご提案もさせていただきます。お気軽にご相談下さい

お問い合わせ、ご依頼は下記までお電話下さい

電話受付時間

9:00～19:00

※年中無休(年末年始除く)

詳細につきましてはホームページにてご確認お願い致します

☎ 048-877-8476

MHOT自宅deさんそ
埼玉ベース

〒344-0007 埼玉県春日部市小淵134-1
WORKOFFICE K&N 104

FAX(048)919-2135

夜間 080-4916-6929

<http://www.jitaku-de-sanso.com>



MHOT自宅deさんそ

大切な家族だから、入院させずに自宅で一緒に過ごしてあげられたら...



当社では、ヒト医療の酸素濃縮装置と同等の部品、仕様で構成され、動物専用カスタマイズされた酸素濃縮装置を使用しております。中小型犬、猫はもちろん、大型犬、小動物、鳥類、は虫類まで、あらゆるペットへの酸素供給に対応。ご自宅での療養に「安心」と「安全」をお届けいたします。

動物用管理医療機器等販売・貸与業許可

Ver.25.4

料金のご案内 (配送便ご利用の場合)

初期費用

10,000 円 (税込 11,000 円)

接続用チューブなどの消耗品が初期費用に含まれます。

レンタル料金

1 日 800 円 (税込 880 円)

配送料金 別 途

※ご利用者様自身で当社引取・返却の場合、配送料は0円

【レンタル料金の計算方法】

*レンタル開始月

初期費用 11,000 円 + 880 円×レンタル日数+配送料
(オプション購入は別途追加)

*月額最大料金 (毎月)

19,360 円(税込) 22日分 以降無料

~~ オプション(ご希望の場合) ~~

ケージ用力バー

市販ケージを酸素室としてご使用いただけます。
ケージ用力バーにつきましては、衛生面への配慮から
買取とさせていただきます。

S サイズ 3,900 円 (税込 4,290 円)

M サイズ 4,600 円 (税込 5,060 円)

L サイズ 6,200 円 (税込 6,820 円)

さんそクッション

1,900 円 (税込 2,090 円)

*お申込み後のキャンセルは諸費用をいただく場
合がございます

*ご不明点などお気軽にお問い合わせください



← インスタグラムで設置の様子などを発信しています

自宅 de さんそ おすすめポイント

「サービス」

酸素吸入をおこなうためには、ペットが快適に過ごすことができる環境を整えてあげることが大切です。当社では、ヒト医療での在宅酸素療法保守点検業務の経験に基づき同水準のサービスをご提供させていただきます。

「安心」

当社では、低流量からの酸素吸入を基本と考えています。病院内での酸素吸入と違い獣医師、動物看護師の目が届かない在宅での酸素吸入では、大流量による酸素吸入を避け、「安心」の療養環境をお届けいたします。

「品質」

ご利用頂く酸素濃縮装置は、医療用酸素濃縮装置を動物専用カスタマイズした装置を使用しています。(酸素濃度低下、電源異常等のエラー表示等、JIS 規格に準じた仕様) また、酸素濃縮装置は、30 デシベル程度(例:図書館、日常生活ではほとんど気にならない程度)の静音設計の為、音によるストレスを軽減できます。

「生活環境」

今まで過ごされてきたご自宅で、療養生活を送ることができるため、ペットとオーナー様の Q.O.L(Quality of Life)の向上がはかれます。また、生活環境に合わせた、使用方法のご提案をさせていただきます。

自宅 de さんそ FOX-Re 3 つの特長

《 静 音 》

夜間の使用も安心

周囲をあまり気にすることなく、安心してご使用いただけます。

《 簡単操作 》

運転/停止は、ワンプッシュ操作の押しボタンスイッチ

操作パネルのスイッチを押すだけで、装置の運転がスタート。
もう一度押すと運転が停止でき、誰でも簡単に操作が行えます。

《 急速モードスイッチ 》

使用酸素量を自動で切替

ケージ・サークル内の酸素を短時間(約 15 分間)で安定させ、酸素量が多くならないように自動で酸素供給量が切り替わります。

※設置環境により使用する装置が変更する場合があります


操作パネル



急速ボタンで運転開始



約 15 分で自動切り替え



※A・B スwitchの酸素量は使用状況により変わります